

# Comdek MD-660P



*L'Oxymètre-Capnographe Comdek MD-660P est un moniteur de poche permettant une surveillance des 4 paramètres vitaux de patients en détresse respiratoire.*

- Analyse complète de l'état respiratoire des patients quel que soit leur localisation.
- L'écran large et lumineux indique :
  - La courbe capnographique et la valeur chiffrée EtCo2 de 0 à 80 mm Hg.
  - La fréquence respiratoire.
  - La saturation en O2 de 0 à 100 % ainsi que la courbe.
  - La fréquence cardiaque de 30 à 250 bpm.
- Léger et autonome avec 4 piles rechargeables : 2 heures de fonctionnement après une charge complète.
- Outil idéal lors d'un court transfert depuis la SSPI, pour les SAMU afin de contrôler l'intubation, en radiologie interventionnelle ou dans les services d'Urgence.
- Indiqué pour les sédations légères ou lors d'une diazanalgie surveillée.
- Totalement compatible avec le **Hi-Capno™**, masque à Oxygène haute concentration avec ligne de prélèvement pour capnographie.
- Les mesures dégagent des tendances graphiques sur 8 heures, facilement interprétables.
- Les données sont transférables jusqu'à 72 heures, via le logiciel SmartLink™, sur un ordinateur avec la connexion USB.

## **Accessoires livrés avec le Comdek MD-660P :**

- Sacoche de transport.
- Capteur SPO2 réutilisable.
- Ligne de prélèvement du CO2.
- Support pour potence.
- Hi-Capno®.

## **Maintenance :**

- Pour assurer la précision de la mesure du EtCo2, nous recommandons de retourner l'appareil pour calibrage par le fabricant tous les 6 mois. L'appareil peut être aussi calibré par des techniciens professionnels, suivant les instructions données par le constructeur.
- Nettoyage : nettoyage doux, avec lingettes type «Surfanios»
- Période de garantie : 1 an

**Med'Arte S.A.S.** / Tél. 04 76 30 68 82 / Fax 09 70 10 62 38 / [www.medarte.fr](http://www.medarte.fr) / [contact@medarte.fr](mailto:contact@medarte.fr)

8, avenue de la République – 38350 LA MURE - France

SIRET : 848 884 854 00037 / IBAN : FR76 3004 7140 3600 0216 9260 139